

ALLERGEN FREE
(AF)

POLYMUST AF

KLÄRUNG

Präparat zur Behandlung von oxidierbaren und oxidierten phenolischen Komponenten im Mostes oder des Weines.
Nicht allergen

SPEZIFIKATION

POLYMUST AF ist ein Präparat, frei von Allergenen, zusammengesetzt aus PVPP, Bentonit und einem Fisch-Schönungsmittel. Es wird angewendet:

- Zur Entfernung von oxidierbaren und oxidierten phenolischen Komponenten (Quinonen).
- Zum Schutz von Most und der Aromavorstufen vor Oxidation.
- Zur Entfernung der Bitterkeit im Wein.
- Zur Verringerung von Stoffen welche freien SO₂ binden.

ÖENOLOGISCHE ANWENDUNG

- Für Most, der aus durch Fäulnis belasteten Trauben, gewonnen wurde (weiss, rot, rosé), oder bei Wein der leicht bis stark oxidiert ist.
- Für Most von Trauben aus mechanischer Lese, oder bei starker mechanischer Belastung der Maische.
- Für Most aus Trauben, die lange Wege transportiert wurden und/oder hohen Temperaturen ausgesetzt waren.

Dank seiner präventiven Wirkung gegenüber oxidierbaren Polyphenolen und den gebildeten Quinonen, kann POLYMUST AF die Bräunung signifikant mindern. Dies stabilisiert den Charakter des Weiss-, Rot- oder Roséweines.

ANWENDUNG

OENOLOGISCHE BEDINGUNGEN

- Die Behandlung kann zu jedem Zeitpunkt der Verarbeitung stattfinden, im Most oder im Wein. Die Wirkung ist effektiver wenn der Most/Wein geklärt wurde (Most enzymiert, Wein abgestochen).
- POLYMUST AF ruft keine Überschönung hervor, auch nicht bei hohen Einsatzmengen. Die Sedimentation verläuft schnell mit einem kompakten kleinen Depot.

DOSIERUNG

- **Behandlung präventiv (vor der Gärung)**
Weisser Most aus mechanischer Belastung: 20 – 60 g/hL.
Weisser Pressmost: 15 – 40 g/hL.
- **Kurative Behandlung**
Im gärenden Most (weiss / rosé): 40 – 100 g/hL.
Im Wein (weiss/ rosés): 30 – 90 g/hL.



LAFFORT
l'œnologie par nature

EINSATZ

POLYMUST AF in der 5 bis 10-fachen Menge Wasser lösen. Es wird empfohlen, den Ansatz 1 Stunde vor Gebrauch quellen zu lassen. Für den Einsatz im Most erfolgt die Zugabe nach der Extraktion, aber vor dem Abstich.

Im Wein wird empfohlen, nach Zugabe für 15-30 Minuten zu rühren, um eine optimale Wirkung zu erreichen.

Die Lösung von POLYMUST AF sollte wenn sie einmal eingesetzt ist, am gleichen Tag verbraucht werden.

LAGERUNG

Lagerung in der ungeöffneten, original versiegelten Packung an einem trockenen und kühlen Ort (<15°C) im Schutz vor Fremdgerüchen.

Geöffnete Packungen sollten schnell verbraucht werden.

VEPACKUNG

Tüte zu 1 kg, Karton zu 10 kg.

Sack zu 25 kg.

