



# POLYMUST® ROSÉ

Allergenfreier Komplex auf Basis von pflanzlichem Eiweiß aus der Kartoffel und von PVPP, zur Kontrolle über die Oxidation von Rosémost.

*Eignet sich im Rahmen einer ordnungsgemäßen Anwendung in der Kellerrwirtschaft zur Bereitung von Erzeugnissen, die unmittelbar zum Verzehr bestimmt sind. Entspricht der Verordnung (EG) Nr. 606/2009.*


## ÖNOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN UND MERKMALE

POLYMUST® ROSÉ ist eine Kombination aus einem pflanzlichen Protein aus der Kartoffel, das speziell aufgrund seiner hohen Reaktionsfreudigkeit mit Phenolverbindungen selektiert wurde, und PVPP, sie wird vorbeugend zur Kontrolle der Oxidation von gärenden Rosémosten eingesetzt. POLYMUST® ROSÉ verringert den Gehalt an Phenolverbindungen und stabilisiert die Farbe, indem es oxidierte Phenole, welche die Farbe des Weins verändern könnten, beseitigt.

## VERSUCHSERGEBNISSE

	L*	a*	b*	Phenolindex	Phenolsäuren
POLYMUST® ROSÉ	88,24	9,41	4,15	8,1	5,1
Produkt A	82,04	10,07	5,26	8,9	5,4
Produkt B	84,64	9,14	4,07	8,5	5,3

Tabelle 1: Schönungsversuch während der Gärung eines Rosémostes, Syrah 2015. Alkoholgehalt 12%vol, pH 3,71, Gesamtsäure 5,85 g/L Weinsäure. POLYMUST® ROSÉ (100 g/hL), Produkt A auf Kaseinbasis (120 g/hL), Produkt B auf Aktivkohlebasis (100 g/hL). POLYMUST® ROSÉ bewahrt den starken Glanz des Weins (C\*), und zeigt eine gute Wirkung hinsichtlich der Verringerung des gelben Farbtons (b\*).



Grafik 2: Versuch einer statischen Klärung bei 7°C vor der alkoholischen Gärung, Bestimmung der Farbintensität. Rosémost aus Cabernet Sauvignon 2015, Alkoholgehalt 12% vol., pH 3,30, Gesamtsäure 4,17 g/L Weinsäure.

Das Kartoffelprotein und die Formulierung von POLYMUST® ROSÉ sorgen für eine bessere Farbstabilisierung und einen höheren Schutz gegen die Oxidation von Rosémosten als Formulierungen auf Basis von Erbsenproteinen.



## PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN

Erscheinungsform ..... Pulver

Farbe ..... beige

## CHEMISCHE ANALYSEWERTE

Feuchtigkeit ..... < 7,5%

Blei ..... < 3,5 ppm

Asche ..... < 3,5 %

Quecksilber ..... < 1 ppm

Arsen ..... < 3 ppm

Cadmium ..... < 1 ppm

Eisen ..... < 150 ppm

Zink ..... < 23 ppm

## ANWENDUNGSANLEITUNG

### ÖNOLOGISCHE BEDINGUNGEN

- Die Behandlung kann vor oder während der Gärung erfolgen.

### DOSAGE

30 bis 120 g/hL.

EU-Gesetzgebung: zulässige Höchstmenge: 130 g/hL.

### ANWENDUNG

POLYMUST® ROSÉ in der 10-fachen Menge seines eigenen Gewichts an Wasser auflösen. Die so zubereitete POLYMUST® ROSÉ-Lösung muss noch am selben Tag verwendet werden.

### LAGERUNG

- In der Originalverpackung vom Boden entfernt an einem kühlen, trockenen und geruchsfreien Ort lagern.
- Die geöffnete Packung muss rasch aufgebraucht werden.
- Mindesthaltbarkeit: 3 Jahre.

### VERPACKUNG

10-kg-Sack.

